

KLINER-PROFESIONAL, S.A.


Polígono Industrial Júndiz C/ Bidegana 8

CP 01015. Vitoria-Gasteiz, ALAVA

Tel: 945 292 010 Fax: 945 292 009

info@klinerprofesional.com

Empresa certificada según:



METAL KLINER

www.klinerprofesional.com

MK-GLICEROL SP: Fluido caloportador base glicerina

Rev-0 06-11-14

DESCRIPCION

Producto líquido caloportador concentrado basado en glicerina bidestilada. MK-GLICEROL SP posee excelentes prestaciones de intercambio térmico gracias a la mejor capacidad calorífica de la glicerina respecto al monopropilenglicol.

CAMPOS DE APLICACION

Está especialmente desarrollado para circuitos de paneles solares.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Se usa diluido en agua dependiendo de la temperatura hasta la que se quiera proteger.

Concentración de MK-GLICEROL SP / Punto de congelación

35% / -12,5°C

40% / -15,5°C

45% / -18°C

50% / -23°C

55% / -28°C

60% / -35°C

65% / -38°C

70% / -39°C

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Color: Incoloro

Olor: Inodoro

Densidad: 1,250-1,270 g/ml

Punto de ebullición: 290°C

MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases de 10, 25 y 220 litros.

Cajas de 4 x 5 litros.

Contenedores de 1.000 litros.